



**Blood gas capillary tubes**  
**Blutgaskapillarröhrchen**  
**Tubes capillaires de gaz du sang**  
**Tubi capillari per emogas**  
**Tubos capilares para gas de sangre**

**GB** Vitrex disposable capillary tubes for blood gas analyses are made from heavy walled glass, suitable for 2,3 mm Ø adaptors. Uniform heparinization, careful fire polishing, heavy walled tubes and robust end-caps secure proper function and reduce operating risk. The strict demands on function and quality for the VITREX-products are your guarantee.

**D** VITREX Einweg-Kapillarröhrchen für Blutgasanalysen werden aus besonders hartem Glas gefertigt und passen auf alle Adapter mit 2,3 mm Durchmesser. Einheitliche Heparinisierung, Feuerpolitur, dickwandiges Glas und robuste Verschlusskappen garantieren eine ordnungsgemäße Funktionsweise und gefahrlose Handhabung. Die strengen Anforderungen an die Herstellung aller VITREX Produkte gewährleisten deren optimale Funktion und Qualität.

**F** Les tubes capillaires à usage unique de Vitrex conçus pour les analyses du gaz dans le sang sont fabriqués en verre résistant et peuvent être utilisés sur des adaptateurs de 2,3 mm de diamètre. Grâce à une héparinisation homogène et une finition à la flamme, les tubes ainsi que les bouchons, particulièrement robustes, assurent une utilisation parfaitement adaptée à vos besoins et réduisent les risques de fonctionnement. Les exigences de fabrication rigoureusement appliquées aux produits VITREX vous garantissent également une utilisation et une qualité optimales.

**I** I tubi capillari monouso Vitrex per emogas analisi sono prodotte in vetro resistente per essere utilizzate su adattatori di 2,3 mm di diametro. L'eparinizzazione uniforme, l'accurata pulitura alla fiamma, le spesse pareti e il robusto sistema di chiusura assicurano un corretto funzionamento e riducono i rischi operativi. Le severe specifiche di produzione applicate ai prodotti VITREX garantiscono funzionalità e qualità ottimali.

**E** Los tubos capilares desechables VITREX para análisis de gas en sangre se fabrican en un resistente vidrio y son adecuados para adaptadores de 2,3 mm de diámetro. Tanto los resistentes tubos con heparinización homogénea pulidos al fuego como los fuertes sellos de cera garantizan un funcionamiento impecable y reducen los riesgos durante la utilización. Además, los estrictos requisitos de fabricación que se aplican a los productos VITREX aseguran una calidad y un funcionamiento óptimos.

Choose your Vitrex Blood-gas-Capillary tubes according to diagram shown below. Just indicate article number and type. The types have been manufactured under strict control and are in accordance with current standards available in 3 lengths: 75 mm, 100 mm and 125 mm. Packed in vials of 250 pcs. Special types upon request.

Accessories  
 Stirrers packed in vials of 250 pcs.  
 End-caps packed in boxes of 500 pcs.

Zum Bestellen Ihrer Vitrex Blutgaskapillarröhrchen verwenden Sie das unten stehende Schema. Geben Sie einfach Artikelnummer und Typ an. Die Röhrchen werden unter strengster Qualitätskontrolle hergestellt und erfüllen alle geltenden Normen. Erhältlich in drei Längen: 75 mm, 100 mm und 125 mm. Abgepackt in Violen zu 250 St. Spezialanfertigungen auf Anfrage.

Zubehör  
 Mischstäbchen in Violen zu 250 St.  
 Verschlusskappen in Kartons zu 500 St.

Choisissez les tubes capillaires pour l'analyse du gaz dans le sang Vitrex dans le tableau ci-dessous. Il vous suffit d'indiquer la référence et le type de l'article. Les tubes sont fabriqués suivant des mesures de contrôle strictes et sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont disponibles en 3 longueurs: 75 mm, 100 mm et 125 mm et sont emballés en capsules de 250 unités. Des types de tubes spécifiques pourront être fabriqués sur demande.

Accessoires  
 Agitateurs, emballés en capsules de 250 unités.  
 Bouchons, emballés en boîtes de 500 unités.

Per scegliere un tubo capillare Vitrex per emogas analisi dalla tabella qui di seguito riportata, è sufficiente indicare codice e modello dell'articolo. I tubi, conformi ai vigenti standard grazie ai severi controlli effettuati in fase di produzione, sono disponibili in tre lunghezze (75 mm, 100 mm e 125 mm) e venduti in confezioni da 250 pezzi. Modelli speciali sono disponibili su richiesta.


Accessori  
 Agitatori in confezioni da 250 pezzi.  
 Tappi in confezioni da 500 pezzi.

Elija su tubo capilar para análisis de gas en sangre en la tabla siguiente, indicando únicamente la referencia del artículo y su tipo. La fabricación de los tubos está sujeta a un estricto control y respeta las normas vigentes. La gama incluye 3 longitudes de tubo -75 mm, 100 mm y 125 mm- presentados en botes de 250 unidades. También se admiten pedidos especiales.

Accesorios  
 Agitadores, en botes de 250 unidades.  
 Sellos de cera, en cajas de 500 unidades.

Vials of		d (mm)	D (mm)	L (mm)	Vol. (µl)
		+/- 0,05 mm	+/- 0,05 mm	+/- 1 mm	
4x250	1825	1,6	2,3	75	130 (min)
4x250	1824	1,6	2,3	100	175 (min)
4x250	1823	1,6	2,3	125	220 (min)

Quantity	
10 x 500	1408 End caps - Verschlusskappen - Bouchons - Agitatori - Sellos de cera
10 x 250	1409 Stirrers - Mischstäbchen - Agitateurs - Tappi - Agitadores



IVD Directive